


## LENTILLE GRAND CHAMP CONSULTATION À USAGE UNIQUE

### SINGLE USE WIDE FIELD CONSULTATION LENS



MVLV41HR



#### **Application Principale:**

Diagnostic et traitement du pôle postérieur jusqu'au niveau de l'équateur.

#### **Caractéristiques et Avantages :**

- Verre à usage unique stérile
- Petite hauteur facilitant la manipulation sur l'orbite
- Fourni avec un anneau en silicone pour une meilleure stabilité
- Performance optique optimale sans distorsion de l'image
- Large champ de vision de toute la rétine
- Conditionné par boîte de 10 unités

#### **Primary Application:**


Diagnosis and treatment of the posterior pole up to the equator.

#### **Features and benefits :**

- Sterile single-use glass
- Small height for easy handling on the orbit
- Supplied with a silicone ring for better stability
- Optimal optical performance without image distortion
- Wide field of vision of the entire retina
- Packaged in boxes of 10 units



MVLV56




### Existe en deux modèles

Référence	Spécification	Champ de vision	Grossissement de l'image indirecte	Spot laser
MVLV56	Excellente lentille de diagnostic général et de traitement au laser	130/150°	0.39x	1.97x
MVLV41HR	Permet une vision panoramique jusqu'à l'ora serrata sans distorsion.	150/165°	0.43x	2.0x

## PHAKOS

62 rue Kléber 93100 MONTREUIL-FRANCE  
Tél. +33 (0)1 49 88 74 00 - Fax.+33 (0)1 49 88 72 88  
phakos@phakos.com

 0459 - Fabriqué en France