

V ERRE À TROIS MIROIRS À USAGE UNIQUE SINGLE USE THREE MIRROR LENSES

FDA APPROVED



MVLV51



MVLV52

Le verre trois miroirs à usage unique PHAKOS permet l'examen du fond d'œil, de la périphérie et de la chambre antérieure.

Mono matière et monobloc, il utilise un schéma optique différent à base de prismes.

Le V3M Phakos est totalement inerte, ses surfaces optiques sont parfaites dès la production et ne nécessitent aucun traitement complémentaire.

Ce qui assure une parfaite biocompatibilité pour le patient.

The PHAKOS three-mirror single-use glass allows the examination of the fundus, periphery and anterior chamber.

Mono material and monobloc, it uses a different optical scheme based on prisms.

The V3M Phakos is totally inert, its optical surfaces are perfect from production and do not require any additional treatment.

This ensures perfect biocompatibility for the patient.



Disponible pour la consultation ou le bloc opératoire.

MV LV51 : Verre à trois prismes usage unique
Consultation / Diagnostic
Boite de 10 unités emballées individuellement sous simple sachet stérile.
Box of 10, single pouch, sterile

MV LV52 : Verre à trois prismes usage unique
Bloc opératoire / Surgery
Boite de 10 unités emballées individuellement sous double sachet stérile & vignettes de traçabilités.
Box of 10, double pouch, sterile, traçability

PHAKOS

62 rue Kléber 93100 MONTREUIL-FRANCE
Tél. +33 (0)1 49 88 74 00 - Fax.+33 (0)1 49 88 72 88
phakos@phakos.com

  0459 - Fabriqué en France